

**Finalidade:**

Uma cadeira de duche muito prática que permite girar para dentro da base de duche. Confortável e estável com apoio de braços. As pontas antiderrapantes garantem a estabilidade da cadeira. O assento é perfurado para facilitar a drenagem da água.

**Características:**

Estrutura de alumínio anti corrosão pintada de branco. Dimensões do assento : largura 44 x profundidade 40 x altura 51,5 cm. Distância entre eixos : 56 x 53 cm. Peso 5 kg . Peso máximo suportado 100 kg.

**Dimensões:**

Dimensões totais : largura 56 x profundidade 53 x altura 85 cm

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 812207

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR  
[qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Não necessita de manutenção e é de fácil limpeza, lavar com detergente neutro e enxaguar com água. Não utilizar lixívia nem produtos corrosivos.

**Instruções de utilização:**

Assento confortável e versátil, permite girar para dentro da base de duche. Num chuveiro com espaço limitado é mais fácil sentar-se de frente para a porta e depois rodar em direcção á torneia. Roda com uma simples alavanca debaixo do banco, o que permite uma inclinação sem esforço.

**Imagens do Artigo:**