

Finalidade:

O elevador de sanita Ibiza melhora o assento de uma sanita padrão. Recomendado para pessoas que apresentam dificuldade em se baixar e levantar da sanita. Ideal para prevenir dores e stress em pacientes ou idosos que veem a sua mobilidade consideravelmente reduzida. Devido às suas condições com problemas de quadril, joelhos, baixa mobilidade ou patologia, os utilizadores deste artigo devem permanecer sentados na sanita a uma altura mais elevada. Ao elevar a altura da sanita em 15 cm vai proporcionar mais autonomia e conforto aos utilizadores.

Características:

Revestimento adequado para resistir a manchas e odores. Feito inteiramente de plástico. Forma anatómica moldada confortável. Apresenta borrachas antiderrapantes em cada um dos lados para proporcionar uma maior estabilidade lateral. Homologado para utilizadores até 225 kg.

Cor: Branco

Dimensões: largura 37 x profundidade 40,7 x altura 15 cm. (modelo padrão – 811074))

Dimensões do intervalo 27 x 22 cm.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42 ECC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Modelos:

811013 – Padrão – 5cm altura

811018 – Com Tampa – 5cm altura

811091 – Padrão – 10cm altura

811089 – Com Tampa – 10cm altura

811074 – Padrão – 15cm altura

811090 – Com Tampa – 15cm altura

Marca: King

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. É compatível com água quente ou fria. A fim de garantir uma utilização segura e um padrão adequado de higiene, o utilizador deve realizar estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

Instruções de utilização:

Encaixa na maioria das sanitas ovais clássicas. Não encaixa em sanitários quadrados ou retangulares. A sua montagem é feita sem o uso de ferramentas. A sua fixação é simples, basta colocá-lo em contato com a parte frontal e apertar os 2 botões grandes.

Imagens do Artigo: