

Finalidade: Ortótese Sacrolombar é leve e altamente respirável. Facilmente adaptável á anatomia masculina e feminina. indicada para: Dores agudas e subagudas na zona lombar, Lumbociático, síndrome de facet, protrusão do disco, hérnia de disco, espondiloartrose, doença degenerativa do disco, processos degenerativos, hipotonia muscular, reabilitação postural e pós-operativo. Efeitos: Estabilização, imobilização, descarga intervertebral, compressão intra-abdominal e efeito deslizante significativo.

Características: Tecido inelástico, leve e altamente respirável. Ajuste por meio de roldanas independentes. Atinge o máximo poder de deslizamento e imobilização com o mínimo esforço, uma vez que multiplica a força de tração do paciente. Facilmente adaptável á anatomia masculina e feminina, a tração conseguida graças aos puxadores e ao sistema ondulado por meio de roldanas, ajusta perfeitamente o aparelho ao nível da anca e da cintura. Aço de reforço na área Lombo-Sacral. Incorpora uma placa sacrolombar feita de material termoplástico que é fácil e rapidamente incorporada na peça de vestuário.

Dimensões:

S , M , L , XL , 3XL

S (85-95 CM) , M (95-105 CM) , L (105-115 CM) , XL (115-125 CM) , XXL (125-135 CM)

Cor: Cinza e Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: LS401

Marca: Infinity

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Lavagem das mãos com água quente (30 ° máximo) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser colados ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não use água sanitária ou limpe e seco. Não coloque a peça exposta à fonte de calor direto. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem.

Instruções de utilização: Coloque a ortótese na área lombo-sacra na altura correta para o uso. Ajuda de pinos para os dedos para apertar e ajustar a peça sobre o abdômen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez alcançado o uso de compactação desejado. Agarrando os tensores laterais e puxe para controlar o aperto e lombossacral. Finalmente corrigir a tensão na região abdominal.

Imagens do Artigo:

