# **ANDARILHO NEO STRONG R.826244**



#### Finalidade:

O Andarilho é um auxiliar de mobilidade serve para facilitar a mobilidade de alguém com dificuldade em andar. O andarilho proporciona estabilidade, suporte e segurança durante a deambulação.

#### Características:

Estrutura em alumínio muito leve. Largura entre pegas: 47,5 cm Largura da roda traseira: 44,5 cm Diâmetro da roda: 20 cm ( 8 polegadas) Peso máximo do utilizador – 150 kg

Peso: 6,9 kg;

Fecha para melhor arrumação.

## Dimensões gerais:

68cm (largura) x 61,5cm (profundidade) x 78 a 94,5cm

(altura)

Cor: Vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

**Diretiva:** 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 826244

Marca: Identités

Declaração de conformidade / Regulamento:

2017/745

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

# Manutenção e armazenamento:

Não guarde o andarilho durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de um radiador de uma fonte fria. Fique longe da chama e da faísca. Mantenha-o num lugar seco e temperado. Proteja-o do pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado). Guarde todas as peças no mesmo local (ou coloque-as se necessário) para evitar a mistura com outros produtos durante a remontagem. Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesado sobre os elementos do andarilho.

# Instruções de utilização:

Desdobre e monte o Andarilho (consulte o manual de instruções que acompanha o artigo)

## **Imagens do Artigo:**







