

ARTIGO REABILITAÇÃO, BEM ESTAR E CONFORTO

Finalidade:

Saco de água quente elétrico sem enchimento, com cabo de carregamento removível, facilita e alivia as dores e dores do dia a dia. É fácil de usar, está pronto em minutos e fornece um calor duradouro através de sua capa de veludo ultra macio. A segurança é primordial, possui um sistema de proteção contra fugas de 3 camadas e desligamento automático inteligente quando atinge sua temperatura operacional.

Características:

- Saco elétrico quente com cabo amovível;
- Calor de longa duração durante várias horas;
- Aquece em pouco minutos - basta ligar, esperar que o automático desligue;
- Seguro e conveniente - não há necessidade de encher com água;
- Inodoro, móvel e versátil;
- Desliga automaticamente assim que a temperatura é atingida;
- 3 camadas de proteção contra fugas;
- Capa suave ao toque, veludo agradável

Medida: 30 x 20cm

Cor: Vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 150.300

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48, 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO
MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter longe de objetos afiados. Verificar regularmente para possíveis irregularidades. Não utilizar se estiver danificado.

Instruções de Utilização:

Depois de quente desligue a ficha e utilize sem que esteja ligado à eletricidade.

Guardar depois de frio.

Imagens do Artigo:

