# CINTO CAMA ACOLCHOADO PELVICO IMAN 90 T.M UBIO R.402510 Geri Mais

#### Finalidade:

Cinto para cama 90cm acolchoado pélvico com Íman. Fabricado em materiais acolchoados que proporcionam uma sensação de suavidade e bemestar.

Efeitos e vantagens:

Permite uma curva de 90° para a direita e para a esquerda. Previne quedas sem imobilização total.

**Características:** - Tecido acolchoado: 20% camurça (100% poliéster), 20% veludo (100% poliamida) e 60% algodão.

Medida: - M (75-120cm)

Cor: Azul

Modelo: 402510

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

## Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente

del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

### Manutenção e armazenamento:

Lavar em água fria a uma temperatura máxima de 40°C. Não limpar a seco. Não descolorar. Não passar a ferro. Não usar lexívia

## Instruções de Utilização:

Imobilização total da cintura. Previne quedas sem imobilização total

## **Imagens do Artigo:**



