

Finalidade:

Tala Imobilizadora de Punho.

Indicações: Traumatismo da articulação do punho sem fratura; Síndrome do Túnel do carpo; Tendinites e Tratamento pós-operatório.

Efeitos: Imobilização funcional da articulação do pulso e estabilização do carpo.

Características:

Ortótese de Pulso Imobilizadora, feita de tecido técnico Almofadado e respirável. Sistema de ajuste do relógio: Regula e controlo simultaneamente o ajuste das três zonas de fecho. Incorpora uma tala de alumínio palmar confortável e removível. Encaixe com uma mão, graças ao tecido elástico na zona dorsal.

Dimensões:

S; M; L e XL (Esquerdo e Direito)

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ591

T.S. – Esquerdo e Direito

T.M. – Esquerdo e Direito

T.L. – Esquerdo e Direito

T.XI. – Esquerdo e Direito

Marca: Ottec Clockfit

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Indicado para: Traumatismo da articulação do punho sem fratura; Síndrome do Túnel do carpo; Tendinites e Tratamento pós-operatório.

Imagens do Artigo: