

**Finalidade:**

Ortótise Estabilizadora de Tornozelo

Indicações: Lesão ligamentar, lesões nas cápsulas articulares, instabilidade articular crónica, tratamento estabilizador após imobilização prolongada, pós-operatória e prevenção de recidivas de entorse.

Efeitos: Estabiliza a articulação e limita a supinação/inversão e os movimentos de pronação/versão. Permite a flexão-extensão da articulação, mas limita os movimentos medio-laterais. Promove a propriocepção.

**Características:**

Ortótise Estabilizadora do Tornozelo, feita em tecido técnico almofadado e respirável. Sistema de ajuste de relógio: Regula e controla simultaneamente o ajuste das três zonas de fecho. Incorpora talas laterais adaptáveis e removíveis. Incorpora cintas estabilizadoras.

**Dimensões:** S , M , L , XL

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** TB592

**Marca:** CLOCKFIT

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO  
MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Indicações: Lesão ligamentar, lesões nas cápsulas articulares, instabilidade articular crónica, tratamento estabilizador após imobilização prolongada, pós-operatória e prevenção de recidivas de entorse.

**Imagens do Artigo:**