

Finalidade: Estar temporariamente ou permanentemente menos móvel pode causar desconforto diário ao realizar atividades aparentemente normais e cotidianas. Por exemplo, uma soleira ou elevação pode repentinamente se tornar um obstáculo, irritante ou às vezes até perigoso como, por exemplo, um andador, scooter ou cadeira de rodas. Com esta Rampa tudo se torna mais fácil. Ajuda a transpor com segurança uma soleira ou elevação. Pode ser usado em ambientes internos e externos, pode ser usado na porta da frente, na porta dos fundos, na porta de correr ou em outras vias de acesso a uma casa ou edifício. Ideal também para férias: para ser usado como auxiliar móvel de soleira.

Características: Rampa de alumínio com uma rebordo prático, com dobra do material. Reforços laterais na parte de baixo. Design antiderrapante. Peso máximo suportado 150 kg

Dimensões: Largura 78 cm.

3 modelos disponíveis:

Ref.ª 825092: Altura do Obstáculo: 0 a 3 cm (profundidade 14,5 + borda 5,5 cm).

Ref.ª 825093: Altura do obstáculo: 3 a 7 cm (profundidade 34,5 + borda 5,5 cm).

Ref.ª 825094: Altura do obstáculo: 5 a 15 cm (profundidade 48,5 + borda 5,5 cm).

Cor: Cinza (Alumínio)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 825092 / 825093 / 825094

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Limpar a rampa com água morna e um detergente neutro. Usar um pano para secá-la. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter seco.


Instruções de utilização: Ajuda a transpor com segurança uma soleira ou elevação. Pode ser usado em ambientes internos e externos, pode ser usado na porta da frente, na porta dos fundos, na porta de correr ou em outras vias de acesso a uma casa ou edifício. Ideal também para férias: para ser usado como auxiliar móvel de soleira.

Imagens do Artigo:

Ref.ª 825092




Ref.ª 825093



Ref.ª 825093



Ref.ª 825094



Ref.ª 825094

