

Finalidade:

Este Rebordo para prato é indicado especialmente para pessoas com problemas de osteoartrose ou que têm dificuldade com a utilização de talheres, pode comer com uma mão e assim evita a queda da comida do prato. O rebordo aplica-se no prato tradicional, aplica-se a todos os pratos com o diâmetro de 23 a 28 cm. Pode ir à máquina de lavar loiça.

Características:

Rebordo aplicável a pratos com diâmetro de 23 a 28cm.

Lavável na máquina de lavar loiça.

Dimensões: 2,5cm

Cor: Branco

Modelo: 813029

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou na máquina de lavar loiça.

Instruções de utilização:

É uma solução económica e simples para facilitar as refeições de quem tem dificuldade na utilização dos talheres durante as refeições e só utiliza uma mão.

Imagens do Artigo: