

Finalidade:

Garfo especial e flexível, que pode ser torcido para o ângulo mais adequado para o utilizador (limitado a algumas torções sucessivas). A sua forma ergonómica facilita uma boa aderência. Torna-se mais fácil de comer uma refeição segurando o utensílio mais facilmente.

Características:

O cabo é feito de termoplástico (borracha moldada) coberto com um material macio e naturalmente antiderrapante. O Garfo é em Aço inoxidável
Peso: 105gr.

Dimensões:

Comprimento do Utensílio: 20,5cm

Comprimento da Lâmina: 9,2cm

Comprimento Pega/Cabo: 11cm

Cor: Preto e Aço Inox

Modelo: 813248

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint
Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357
RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Higiênico, a camada externa é antiderrapante e pode ser limpa com água e sabão.

Instruções de utilização:

A sua forma ergonómica facilita uma boa aderência. Torna-se mais fácil de comer uma refeição segurando o utensílio mais facilmente.

Imagens do Artigo: