

Finalidade: Botão adicional (pingente), para sistema de chamadas sem fios (este botão/pingente só funciona com este sistema). Quando este é acionado, a base (sistema de chamadas), recebe o sinal, seja na base de carregamento ou com o cuidador em movimento. Estes botões (pingentes), podem ser geminados com a mesma base para vários pacientes (até 45 pingentes), ideal para pequenas estruturas.

Características: Este Botão (pingente), tem um raio de ação de 100 metros com a base portátil.

- É possível adicionar até 45 pingentes na mesma base
- Frequência: 868 MHZ
- 1 pilha x 3V - CR 2032
- 1 Cabo US

Dimensões: 3,5 x 1,5 x 6 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Declaração de conformidade:

Modelo: 819201

Marca: Hestec

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco, afastado de zonas húmidas e fontes de líquido.

Instruções de utilização: Quando uma pessoa pressiona o Botão/Pingente, o alerta soa na caixa do recetor indicando o número que foi ativada.

Utilizar uma chave de fendas Philips para abrir o compartimento da bateria onde está a pilha, no fundo do pingente. Inserir a pilha e observar a polaridade correta (+ de frente para a tampa). Substituir corretamente a tampa e aparafusar.

Imagens do Artigo:



Ref.ª 819200 – Sistema chamadas sem fios multi-residentes

(Ao cuidar de um membro da família, é vital que você possa saber quando eles precisam de sua ajuda, mas pode ser difícil se eles estiverem em seu quarto ou em uma parte diferente da casa. é um sistema de alarme de chamadas sem fio com uma unidade receptora principal e dois transmissores de chamada pendentes, fornecendo suporte útil para idosos, deficientes ou crianças. Cada alerta tem seu próprio som, ajudando você a saber instantaneamente quem precisa de sua ajuda e com que urgência)