

Finalidade:

O goniômetro é uma ferramenta utilizada para medir a amplitude de movimento das articulações do corpo humano, como joelhos, quadris, ombros e pulsos. Ele tem dois braços articulados por um círculo, sendo que um deles traz valores em ângulos. Muitos fisioterapeutas o usam para acompanhar o progresso na movimentação de pacientes

Características:

Material plástico

Dimensões:

- 180° - 17 cm – Ref.ª 861007

- 180° - 20 cm – Ref.ª 861013

- 360° - 30 cm – Ref.ª 861008

Cor: Transparente

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação:

Modelo: 861007/861008/861013

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. A fim de garantir uma utilização segura e um padrão adequado de higiene, o utilizador deve realizar estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Utilizar apenas um pano seco e macio para limpar.

Instruções de utilização:

Ferramenta utilizada para medir a amplitude de movimento das articulações do corpo humano. Para informações de como utilizar este goniômetro consulte o manual que segue junto ao artigo.

Imagens do Artigo:

