

Finalidade: Resguardo reutilizável de 4 camadas com abas.

Absorvente e resistente a 300 lavagens.

Adapta-se a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, camas, etc.

Características:

1ª camada - 100% Trilíbil

2ª camada - Não-tecido a 100%.

3ª Camada – TST (impede a deformação)

4ª Camada – Vinil (70% PVC, 30% poliéster)

Impede que os líquidos trespassem.

Resiste a 300 lavagens.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 205807

Marca: UBIO

Dimensões: 90x85 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão ou à máquina. Temperatura máxima: 90°C. Não utilizar amaciadores de tecidos, branqueadores com cloro ou produtos ou produtos de limpeza oxigenados.

Instruções de Utilização: Adapta-se a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana e prender com as fitas incorporadas para melhor fixação.

Imagens do Artigo:

