

IRONCLIP

Finalidade: Cinto de retenção abdominal para cama 90 cm. Previne quedas sem imobilização total. Fabricada em materiais acolchoados que proporcionam uma sensação de suavidade e bem-estar.

Características:

Feito de material de tela (75% algodão e 25% poliéster).

Sistema de travamento é magnético adaptável a Ironclip.

Medida: M (75 a 125 cm) para cama de 90cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 402550

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Não lavar a seco. Não tolera Secadora. Não usar lixívia. Não passar a ferro. Secar na horizontal sem fontes de calor.

Instruções de Utilização:

Imobilização total da cintura. Previne quedas com imobilização parcial do corpo.

Adapável a qual

Imagens do Artigo:

