

P/ CADEIRÃO

Finalidade: O cinto pélvico para cadeira com alças, oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas ou psicológica. Impede o doente de se inclinar, escorregando ou sofrendo de má postura. Proporciona uma firme e confortável com presilhas nas costas para evitar que o paciente abra sozinho.

Características: Acolchoamento: 20% poliéster, 20% de veludo (poliamida) e 60% de espuma.

Respirável: 100% poliéster; Cintas: 100% polipropileno. Fecha com presilhas.

Fecho plástico.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 305604

Marca: UBIO

Dimensões:

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve ser passado na zona perineal, apertando as cintas de fixação para se ajustar ao contorno da cintura do paciente, assegurando que não há folga na cintura do paciente. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen com um fecho de segurança nas costas para evitar para o paciente abra sozinho.

Imagens do Artigo:

