

**Finalidade:**

Esta manga ergonómica foi especialmente concebida para pessoas com dificuldades de aperto. Pode ser adaptado a uma faca, a um garfo, escova de dentes, caneta, etc., torna o objeto mais fácil de manusear. Graças às suas duas meias conchas aparafusadas, permite uma excelente fixação do objeto. Pode ser inserido horizontal ou verticalmente. O sistema de aparafusamento desta manga garante o correto posicionamento do objeto, qualquer que seja do tamanho do cabo original.

**Características:**

Material: Em PVC  
Peso 35 g.

**Cor:** Branco

**Dimensões:** Comprimento 9,5 cm

**Modelo:** 813149

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Fácil manutenção, lavagem normal, na máquina de lavar louça ou à mão.

**Instruções de utilização:**

A sua forma ergonómica facilita uma boa aderência. Pode ser adaptado a uma faca, a um garfo, escova de dentes, caneta, etc., torna o objeto mais fácil de manusear.

**Imagens do Artigo:**