

CADEIRA DE RODAS

Finalidade:

Apoio de cabeça universal para cadeira de rodas. Prende-se firmemente nas barras de impulso das cadeiras de rodas sem interferir na sua utilização.

Características:

Pode ser ajustado em altura, profundidade e ângulo. Com forma em U e almofadado. Indicado para cadeiras de rodas de 40 a 55 cm de largura e com o diâmetro do tubo de até 25mm.

Cor: Preto

Dimensões:

Modelo: 821039

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Prender às pegas de empurrar a cadeira de rodas.

Imagens do Artigo:

