

Finalidade:

Apoio de braços para sanita Lumex é um auxílio para pessoas que podem perder o equilíbrio. Permite um apoio ao sentar-se e levanta-se na utilização da sanita.

Características:

Estrutura em Alumínio resistente á corrosão e pegas de plástico.

2 Pernas laterais fixas à sanita para garantir uma fixação firme.

Peso: 1,6 kg

Peso máximo suportado: 110 kg.

Dimensões:

Largura entre braços: ajustável 46 / 50 /54 cm

Altura regulável: a partir de 66 a 76 cm.

Cor: Cinza/branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42 ECC

Classificação: Classe I

Modelo: 811075

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar regularmente à mão o produto com um pano húmido e um detergente e desinfetante suave. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes. Secar com um pano limpo, seco e macio.

Instruções de utilização:

Apoio de Braços para prender à sanita. Utilizar somente após garantir que está devidamente presa e ajustada. Permite a utilização da sanita em segurança.

Imagens do Artigo: