

DOBRÁVEL

Finalidade:

Cadeiras de rodas dobrável elétrica Motorlight é um dispositivo médico. Trata-se de uma ajuda técnica concebida para transportar confortavelmente pessoas com mobilidade reduzida. É concebida para transportar apenas 1 pessoa. Adequada para utilização ao ar livre a uma distância média. Não utilizar na estrada onde circulam automóveis.

Características:

Cadeira de rodas elétrica dobrável.
Pode ser utilizada em modo manual ou elétrica.
Apoios de braços rebatíveis. Bateria incorporada.
Painel de controlo contém: Interruptor de ligar e desligar, Botão de aumento de velocidade, botão de redução de velocidade, indicador de carga da bateria.
Dimensões gerais: 67 x 105 x 94 cm;
Profundidade do assento: 42 cm;
Largura do assento: 45 cm;
Altura do chão ao assento: 51 cm;
Altura do encosto: 43 cm;
Largura dobrada: 67 cm;
Tamanho das rodas dianteiras: 20,32 cm;
Tamanho das rodas traseiras: 30,48 cm
Estrutura: Alumínio;
Peso bruto: 38kg
Máximo peso suportado: 135 kg

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 875025

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie.
49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,
Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Por favor limpar regularmente a cadeira de rodas. Limpar as peças, que são frequentemente tocadas com o corpo do utilizador (tais como almofada de ajuste, apoio de braço, controlador) por um pano limpo e ligeiramente molhado. Não utilizar solventes orgânicos para a limpeza.

Instruções de utilização:

Siga atentamente o Manual de Instruções. Praticar num local seguro. Cumprir as regras de trânsito do peão. Não circular nas vias de automóveis. Não circular com mau tempo.

Imagens do Artigo:

