

Finalidade:

Este Lençol Ultra Deslizante permite a transferência de pacientes da maca para a cama. Com 2 pegas para manipulação por dois prestadores de cuidados. Previne perturbações músculo-esqueléticas.

Características:

2 pegas para manipulação por dois prestadores de cuidados.

Composição 15% silicone e 85% poliamida

Dimensões: 70cm x 130cm

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815211

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavável a 60°C ou descontaminado com um spray.

Instruções de utilização:

Permite a transferência de pacientes da maca para a cama. Com 2 pegas para manipulação por dois prestadores de cuidados.

Imagens do Artigo: