

Finalidade:

Pinça de alcance ERGO REACHER, é uma ferramenta leve e essencial para agarrar em livros, revistas, alcançar objetos que estão em sítios muito elevados ou agarrar objetos que estão no chão e é difícil alcança-los. Utilização com um a mão. Pode ser utilizado na vertical ou na horizontal.

Características:

Pinça com abertura larga, antiderrapante e com ímã na extremidade. Largura de abertura 9cm

Com uma pequena saliência na extremidade para encaixar argolas e facilmente obter objetos desta forma.

Peso: 200g.

Dimensões:

817067 – 67 cm

817068 - 76 cm

Cor: Única

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 817067, 817368

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante/Distribuidor: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Não utilizar detergentes abrasivos.

Instruções de utilização:

Pinça de alcance, utiliza-se com uma mão. Tem ímã na extremidade e uma pequena saliência para encaixar objetos com argolas. Manipulação indolor.

Imagens do Artigo: