

**Finalidade:**

Cone para mãos e com separador de dedos desenhada para se adaptar á forma natural da mão de cada utilizador. O seu enchimento em microfibra e a cobertura em felpa, são tecidos suaves e flexíveis que permitem exercer pressão para potenciar a força dos dedos, mãos e antebraços. Indicado para exercícios de reabilitação contra fraturas dos ossos da mão, reabilitação muscular, pós-operatório nas mãos e para melhorar a mobilidade.

**Características:**

Composição: Enchimento em microfibra de poliéster e uma capa de felpa, uma fibra sintética suave ao contacto com a pele e resistente ao encolhimento e alongamento. Prende com uma cinta elástica de fixação para evitar que saia da mão.

**Dimensões:**

804010 – 12 x 8 cm

804012 – 12 x 5,5 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul Marinho

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:**

804010 - Cone para mãos com separador de dedos

804012 - Cone para mão

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Pode lavar á mão ou á máquina a temperaturas máximas de 40º. Não utilizar produtos abrasivos. Não usar lixívia. Não passar a ferro.

**Instruções de Utilização:**

Indicado para realizar exercícios de reabilitação contra fraturas dos ossos da mão e para melhorar a sua mobilidade. Adaptam-se perfeitamente à forma natural da mão.

**Imagens do Artigo:****Ref.ª 804010:****Ref.ª 804012:**