

Finalidade:

Tala imobilizadora da mão. Estabiliza a articulação do pulso. Imobilização controlada.

Indicado para casos de traumatismo articular do pulso sem fratura, distensão do pulso recorrente, sequelas dolorosas ou inflamatórias.

Características:

Tala imobilizadora com fecho em velcro. Incorpora uma tala em alumínio maleável, moldável e amovível.

Dimensões:

Tamanhos de acordo com a circunferência do pulso em cm.

XS (10-12) – Comprimento 13 cm

S (12-14) – Comprimento 15 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: IF702

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Marca: EMO

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave manualmente em água morna com detergente neutro (máximo 30°). Seque ao ar livre antes de usar. Manter longe da luz solar

Instruções de utilização:

Adapte o artigo à morfologia do paciente. Coloque a ortótese sobre a área correta para uso. Use as tiras de velcro para fechar e ajustar. Abrir todas os velcros para melhor ajuste à mão do paciente.

Imagens do Artigo: