

**Finalidade:**

A Scooter dobrável mais leve e compacta do mercado! Dobra-se de forma extremamente fácil, em apenas 3 movimentos pode viajar com facilidade com ela. Dobrada pode ser facilmente deslocada como uma bagagem de mão.

**Características:**

Velocidade máxima 6 Km/h  
Autonomia 16 kms  
Peso máximo do utilizador 120 kg  
Inclinação máxima permitida 10%.  
Assento: 36 cm x 36 cm  
Freio eletromagnético  
Rodas removíveis atrás  
Distância ao solo 8 cm  
Roda sólida na frente / pneus atrás  
Bateria de íon de lítio de 10 Ah  
240 Wh 24 V;  
Motor de 180W, 24v DC  
Botão de partida eletrónico  
Peso: 17kg (com bateria)  
Peso: 15kg (sem bateria)  
Tempo de carga: 4 a 5 horas;  
Luzes: Não tem luzes;  
Número de rodas: 3;

**Dimensões:**

Dimensões dobrado: 65 x 55 x 37 cm;  
Dimensões desdobrado: 117 X 55 X 94 cm;

**Cor:** Preta

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Dir. CE 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:**

824040 – Efoldi Lite

**Marca:** Efoldi

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 2017/745

**Fabricante:** SunTech UK Ltd.

**Morada do Fabricante:** 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate. Redhill, Surrey, RH1 2LW

**Distribuidor:** Identités

**Morada do distribuidor:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

A limpeza regular ajudará a manter o seu desempenho e prolongar a vida útil da scooter. As peças de metal e plástico podem ser limpas com um pano húmido com detergente suave. Use um pano macio e sem pelo para polir.

**Instruções de utilização:**

Ler atentamente o manual de instruções. Respeitar todas as recomendações para garantir a segurança do utilizador da E-foldi Lite.

A Scooter E-foldi é indicada para utilizar em caminhos para pedestres com superfície suaves e firmes. Não deve ser utilizada sobre superfícies rugosas, lamacentas ou com cascalho solto.

Não deve ser utilizada na via pública onde circulam automóveis.

A scooter Efoldi não é um brinquedo. Não é recomendada a crianças menores de 14 anos.

Ao dobrar ou desdobrar a E-Foldi muita atenção à colocação das mãos e dedos.

**Imagens do Artigo:**