



INDICAÇÕES
Dores lombares agudas e de esforço -
Traumatismo ligeiro
Hipotonia muscular
Protege actividades que requerem sobrecarga
contínua da área lombossacral e possíveis lesões.

Clínica
Dores lombares baixas
Limitação da mobilidade lombar



FJ151 Órtese lombossacral ajustável para uso profissional

CARACTERÍSTICAS

- Extremamente respirável: confortável de usar por longos períodos.
- Faixas laterais elásticas para maior relevo sacrolombar.
- Contém quatro varas flexíveis na parte de trás.
- Fixação de velcro largo para fácil ajuste.
- Incorpora correias que ajudam a segurar a cinta nos ombros quando o paciente não precisa de a usar bem.

EFEITOS

- Fixação
- Protecção do trabalho
- Contenção e descarregamento

TALLAS - CONTORNO DE TROCÁNTERES EN CM

S	70-85
M	85-95
L	95-107
XL	107-120



**ALTURA
delantera**
14 cm.



**ALTURA
trasera**
24 cm.

