

Finalidade:

Tubo protetor de gel revestido em tecido.
Pode ser cortado na medida que seja necessário.
Indicado para lesões, calosidades, hematomas.
Protege, hidrata, reduz as calosidades, reduz a fricção e a pressão sobre a pele. Alivia a dor.

Características:

Tubo protetor de gel revestido em tecido.
Pode ser cortado na medida que seja necessário.
Ortótese de gel viscoelástico.
2 Unidades / Bilateral
Comprimento: 7,5 cm

Dimensões: Diâmetro

S – 15mm;
L – 20mm

Cor: Beje

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Dispositivo Médico 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: PG111

Marca: SILICOPLANT

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior. 2040-357 RIO MAIOR
- qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavável e reutilizável.

Instruções de utilização:

Cortar à medida que necessita e colocar no dedo.

Imagens do Artigo: