

**Finalidade:**

Triturador-cortador de comprimidos, pode esmagar os seus comprimidos para os incorporar num líquido, ou cortá-los de acordo com as suas receitas e guardá-los num pequeno compartimento previsto para o efeito. Adapta-se facilmente ao seu bolso. Compartimento à prova d'água para levar um pouco de água para tomar os medicamentos. Indicado para aquelas pessoas que precisam de consumir diariamente algum medicamento e têm dificuldade em tomá-lo de forma sólida, facilitando as tarefas de ingestão para cumprir com segurança o seu tratamento.

**Características:**

Cortador de comprimidos, fabricado em PVC, possui um sistema compacto para cortar o comprimido ao meio. É leve, corta, tritura e armazena.

**Dimensões:** 7,5cm

**Cor:** Branco

**Modelo:** 817129

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Muito fácil de limpar, manter o artigo limpo e seco. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

**Manutenção e armazenamento:**

Muito fácil de limpar, manter o artigo limpo e seco. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza.

**Imagens do Artigo:**