

Finalidade:

Tala Imobilizadora Interfalangica, indicado para processos dolorosos devido a trauma direto, lesão ou rutura do extensor, pós-operatório, lesão ligamentar, traumatismo do dedo.

Características:

Fabricado em polietileno moldado. Inclui fitas de fixação. Imobiliza as articulações interfalângicas distais e proximais em extensão. Muito fácil de adaptar.

Dimensões: Comprimento do dedo medido no lado palmar em cm.

T.1 (6.3cm) , T.2 (6.8cm) , T.3 (7.1cm) , T.4 (7.5cm), T.5 (8.5cm) , T.6 (9.5cm) , T.7 (10cm) , T.8 (10.3cm) , T.9 (10.8cm).

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: IF010

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Use detergente neutro para limpá-la. Coloque um pouco de detergente em um pano húmido e limpe a sujeira devagar e com cuidado. Use um pano seco para limpar o sabão e secar a tala.

Instruções de utilização:

Colocar a tala sobre o dedo lesado.

Indicado para lesão ligamentar, lesão neurológica, capsulite; lesão do dedo; traumatismo

Imagens do Artigo: