

Finalidade:

Conjunto de Fechos Iman de segurança para Cintos de Contenção. Impede a manipulação pelo paciente ou por pessoas não autorizadas.

Características:

Formado por 3 botões plástico Rosa com hastes metálicas, magnéticos / Íman, 1 Chave Íman e 1 Fio de pescoço para guardar a chave.

Medida: Universal

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinza Metal Rosa + Fio Rosa

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Modelo: 409300

Marca: UBIO

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção:

Não é necessária manutenção

Instruções de Utilização:

Fecho Íman / Magnético, fecha automaticamente ao aproximar as 2 superfícies, mas apenas abre aproximando dele a chave magnética.

Imagens do Artigo: