

## SOFÁ ORTOPÉDICO EVOSOFY EV2003B MEDITERRANEO

**Finalidade:**

Poltrona ortopédica e de descanso com reclinção e elevação eléctrica para uso doméstico, geriátrico e hospitalar, cor castanho claro.

**Características:**

Duplo motor OKIN, com apoio de pés extensível, com bscula, com ps mais altos que cintura.

Tela: Hidrofbica; Ignifuga; Respirvel; Resistente  abraso; Lavvel

Tem uma esttica arredondada, com braos fixos e firmes para sentar e levantar com maior segurana e estabilidade.

O seu design oferece um bom apoio na regio lombar, ajudando a aliviar a presso na zona lombar e a promover uma postura correcta.

A reclino permite diferentes posies de descanso, o que pode ser benfico para quem precisa de mudar de posio com frequncia. Tem rodas para facilitar a deslocao na sala.

Possui um motor duplo para efetuar as funes de elevao e reclino. O encosto e o apoio para os ps extensvel funcionam de forma independente e elctrica atravs de controlo remoto.

Tem uma funo de massagem vibratria e aquecimento no assento.

Peso mximo: Utilizadores at 160 kg

**Medidas:**

Largura do assento: 54cm;

Profundidade do assento: 52cm;

Altura do assento: 50cm;

Largura total: 89,5cm;

Profundidade total: 89cm;

Altura do encosto: 72cm;

Altura do apoio de braos: 17cm;

Altura da cadeira: 109cm;

Tamanho da embalagem: 2 uni - 80x60x35cm e 90x90x65cm;

**Lote:** Ver embalagem

**Color:** EV2003B - Cowboy 

EV2003B-D - Dark 

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** EvoSofy

**Ref:** EV2003B Mediterraneo, EV2003B-D Mediterraneo Dark

**Marca:** EvoluXion

**Manuteno e conservao:**

No exceda o peso mximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presena de crianas ou animais de estimao.

No permita que as crianas se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

No mova a cadeira quando esta estiver numa posio deitada, quando a cadeira estiver ligada  fonte de alimentao e/ou em servio.

Certifique-se de que no existem cabos presos.

**Instrues de utilizao:**

A cadeira  entregue totalmente montada, com exceo do encosto, que  fcil de montar na cadeira.

Garantir que o sof se encontra a uma distncia mnima de 70cm da parede ou outro mvel nas costas do sof.

O encosto e o apoio para os ps so accionados separadamente. Esta cadeira deve ser colocada a uma distncia mnima de 28" da parede e manter o espao frontal da cadeira livre para o funcionamento dirio.

O apoio de cabea ajustvel com motor proporciona uma posio sentada e reclinvel sem limites para o mximo conforto e descontrao.

Almofada de aquecimento equipada no interior do assento, proporciona um calor extra quando  necessrio!

Aparelho altamente integrado, fcil de utilizar por todos os utilizadores.

**Imagens do produto:**

Evoluxion Health, Lda

 Rua Hermano Neves 18- 3 Piso - E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

 +351 925 568 105  [export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

Green Visco Spain, S.L.

 Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 - Badajoz, Espaa

 +34 634 058 47  [comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)