

**Finalidade:**

Copo de calcanhar em forma de cunha para tratamento de Fascite, talalgia, síndrome de sever, lesão do tendão de aquiles e trauma pós-calcâneo de lesões meniscais.

Efeitos: Distribuição Homegênea de pressões no calcanhar, absorção dos impactos produzidos durante a caminhada que afetam as articulações do tornozelo, joelho e quadril, sensação de Conforto e Relaxamento.

**Características:**

Copos de calcanhar em forma de cunha.

Projetado com único tipo de silicone. Feito com silicone Viscoelástico de grau médio. Adapta-se à Temperatura Corporal.

**Tamanhos:**

S (34-36),

M (37-39),

L (40-42),

XL (43-45).

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Dispositivo Médico 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** SH500

**Marca:** SILICOPLANT

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Lavável e reutilizável. Não lavar com produtos abrasivos. Lavar com água morna e sabão neutro, secar longe de luz solar direta.

**Instruções de utilização:**

Coloque o calcanhar no sapato provando que o tamanho é adequado, sem deixar folga e sem dobras formando. Use meias.

**Imagens do Artigo:**