

Finalidade:

Copo de calcanhar em forma de cunha para tratamento de Fascite, talalgia, síndrome de sever, lesão do tendão de aquiles e trauma pós-calcâneo de lesões meniscais.

Efeitos: Distribuição Homegênea de pressões no calcanhar, absorção dos impactos produzidos durante a caminhada que afetam as articulações do tornozelo, joelho e quadril, sensação de Conforto e Relaxamento.

Características:

Copos de calcanhar em forma de cunha.

Projetado com único tipo de silicone. Feito com silicone Viscoelástico de grau médio. Adapta-se à Temperatura Corporal.

Tamanhos:

S (34-36),

M (37-39),

L (40-42),

XL (43-45).

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Dispositivo Médico 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: SH200

Marca: SILICOPLANT

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavável e reutilizável. Não lavar com produtos abrasivos. Lavar com água morna e sabão neutro, secar longe de luz solar direta.

Instruções de utilização:

Coloque o calcanhar no sapato provando que o tamanho é adequado, sem deixar folga e sem dobras formando. Use meias.

Imagens do Artigo: