

Finalidade:

Ponteira de borracha com base permite manter a bengala na posição vertical quando não estiver em uso.

Características:

Adequado para tubo de \varnothing 18-19 mm.

Borracha antiderrapante, base larga.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: AU301

Dimensões: Diâmetro 18 – 19 mm

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Verifique o desgaste da ponta de borracha. Limpeza: Use apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover mais difícil terra. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca use jato Água ou vapor lavagem máquina.

Instruções de Utilização:

Insira a bengala no orifício. Tenha muito cuidado em superfícies molhadas e escorregadias.

Imagens do Artigo: