

Finalidade: Almofada anti escara para colocar por baixo do joelho, previne o aparecimento de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo.

Características: Sanitized – macio, transpirável, lavável. Velcro

Exterior: Suapel – 60% poliéster, 40% acrílico

Interior: Fibra de poliéster siliconada

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 108110

Marca: UBIO

Dimensões: 34x22x2,5 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. Escovar ou sacudir a cara de fibra. Lavagem manual com água fria e produtos não abrasivos. Se lavagem na máquina, utilizar um programa delicado. Seco num plano. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Não efetuar limpeza a seco.

Instruções de Utilização: Posicionar a almofada no joelho.

Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutros.

Imagens do Artigo:

