

**Finalidade:** Resguardo reutilizável de 4 camadas. Adaptada-se a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc.

**Características:**

1ª camada - Napa( 50% algodão, 50% poliéster) impede o surgimento de escaras)

2ª camada - Celulose ( absorvente)

3ª Camada – TST (impede a deformação)

4ª Camada – Vinil (70% PVC, 30% poliéster)

Impede que os líquidos trespassem.

Resiste a 400 lavagens.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Branco

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 205900

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 45 x 45 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavagem à mão ou à máquina. Temperatura máxima: 60°C. Não utilizar amaciadores de tecidos, lixívia ou produtos de limpeza oxigenados.

**Instruções de Utilização:** Adaptada-se a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana e prender com as fitas incorporadas para melhor fixação.

**Imagens do Artigo:**

