

**Finalidade:** Cunha posicional para reabilitação.

Indicado especialmente utilizado para reabilitação e descanso.

**Características:**

Núcleo de espuma e capa de espuma de poliuretano com fecho éclair. Capa Saniluxe

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Modelo:** 705400

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 48 x 36 x 3 – 7 cm

**Declaração de conformidade:**

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Limpar simplesmente com um pano húmido.

Capa também pode ser lavada à mão ou na máquina até 90°C. Pode ser seco na máquina de secar. Não usar lixívia.

**Instruções de Utilização:**

Cunha posicional para reabilitação.

Indicado especialmente utilizado para reabilitação e descanso.

**Imagens do Artigo:**

