

Finalidade: Promove o alinhamento passivo da primeira articulação metatarsofalângica no hálux valgo. Separador e almofada interdigital. Facilita o alinhamento dos dedos. Previne a formação de calos.

Características: Separador estreito e funcional. Fabricado em silicone de grau médico extra macio. Forma e design anatómicos. Confortável de usar. Adapta-se à temperatura corporal. Lavável.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: POD300

Marca: EMO

Dimensões:

T.S

T.M

T.L

T.XL

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: EMO ESPECIALIDADES MÉDICO
ORTOPÉDICAS, S.L.

Morada do fabricante: Camino Pascualeta 40,
46200, Paiporta, Valência. www.emo.es

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-
357 Rio Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050
100

Manutenção e armazenamento: Lavar com água fria e sabão neutro. Deixar secar ao ar. Polvilhar levemente com talco. Conservar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de Utilização: A escolha do tamanho correto é fundamental para alcançar a máxima eficácia do tratamento, bem como para prolongar a vida útil da órtese. Coloque a órtese conforme ilustrado na imagem da embalagem.

Imagens do Artigo:

