

Finalidade: Calçado terapêutico destinado ao cuidado de patologias do pé, proporcionando conforto, acomodação e proteção a pés com aumento de volume, sensibilidade ou deformidades digitais. Indicado para pessoas com doenças circulatórias, edemas, inflamações, necessidades pós-operatórias ou utilização com pensos e ligaduras, contribuindo para a redução de pontos de pressão e para uma melhor adaptação ao formato do pé. Concebido para acomodar deformidades digitais, como hallux valgus (joanete), quintus varus, dedos em garra e dedos em martelo.

Características: Calçado de grande amplitude. Abertura total na zona do peito do pé. Fecho ajustável em velcro para adaptação personalizada. Facilita o calçar e descalçar. Tecido interior bacteriostático que ajuda a reduzir odores e a proliferação bacteriana. Materiais biocompatíveis testados para contacto com a pele. Tecido respirável que favorece a dispersão da humidade.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul Marinho

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: PATRICIA REJILLA NAVY

Marca: Celia Ruiz

Dimensões: N.35 - N.36 - N.37 - N.38 -

N.39 - N.40 - N.41 - N.42

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: CELIA RUIZ CALZADOS S.L.

Morada do fabricante: C/ Ciudadela 16-18,
03206 Elche (Alicante)

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio
Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente com um pano macio humedecido ou de acordo com as instruções de lavagem do fabricante. Não utilizar lixívia, solventes ou produtos abrasivos. Deixar secar naturalmente à temperatura ambiente, afastado de fontes diretas de calor e da exposição prolongada ao sol. Conservar em local limpo, seco e ventilado, protegido da humidade, poeiras e temperaturas extremas. Não dobrar nem comprimir o calçado durante o armazenamento, de forma a preservar as suas características e funcionalidade.

Instruções de Utilização: Abrir completamente o fecho em velcro antes da colocação do calçado. Introduzir o pé, assegurando que este fica corretamente posicionado e confortável. Ajustar o velcro de forma a obter uma fixação segura, sem causar compressão excessiva. Confirmar que o calçado está devidamente ajustado antes de caminhar. Utilizar em conformidade com a indicação de um profissional de saúde, quando aplicável. Utilizar apenas em pés compatíveis com as indicações do produto. Interromper a utilização em caso de dor, irritação da pele ou desconforto persistente e consultar um profissional de saúde. Verificar periodicamente o estado do calçado e do sistema de fecho, substituindo o produto caso apresente desgaste que comprometa a sua função.

Imagens do Artigo:

