

Finalidade:

Ortótise estabilizadora do polegar.

Apoio de estabilização da articulação trapeziometacarpal e metacarpofalângica do primeiro dedo.

Indicado para artroses, artrite, traumas, tendinite, pós-operatório.

Características:

Incorpora tala de alumínio maleável. Tecido técnico com máxima resistência, respirabilidade e espessura mínima.

Colocação fácil.

Fecha com velcro.

Dimensões: Contorno do pulso em cm
S (14-18 cm),
L (18-22 cm),

Cor: Cinza

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Dispositivo Médico 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ705

Marca: EMO

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior. 2040-357 RIO MAIOR
- qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar o artigo.

Instruções de utilização:

O artigo deve ser ajustado por um protésico ou médico, individualmente a cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil do artigo.

Imagens do Artigo: