

Finalidade: Fornecer compressão, contenção e calor terapêutico na região do cotovelo, ajudando a aliviar desconforto e a proteger a articulação durante atividades ou recuperação.

Características: Fabricada em neoprene médico/sanitário. Compressão e contenção multidirecional. Aumenta e conserva a temperatura da zona aplicada. Contribui para aumentar a elasticidade dos músculos e tendões. Compressão sem limitar significativamente a mobilidade. Forma anatómica. Ajuste através de velcro. Melhora a adaptação e facilita a colocação.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: CD50A

Marca: EMO NEOACTIV

Dimensões: Tamanho único

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: ESPECIALIDADE MEDICO ORTOPEDICAS, SL

Morada do fabricante: Camino Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia)

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio
Maior qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar à mão, com água morna e sabão neutro. Durante a lavagem, manter os Velcros unidos/fechados. Secar à temperatura ambiente. Não estender nem passar a ferro. Não expor a peça a chamas ou fontes de calor. Evitar contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes, pois podem deteriorar o material. Guardar em local adequado, seco e protegido de fontes de calor e temperaturas elevadas. Evitar exposição prolongada a condições que possam deteriorar o neoprene.

Instruções de Utilização: A cotovaleira deve ser colocada com os músculos relaxados e ajustada de forma a proporcionar suporte sem comprometer a circulação ou causar desconforto. O manual recomenda consultar um especialista para uma adaptação personalizada e procurar aconselhamento profissional caso a dor persista. O fecho e ajuste são realizados através de velcro

Imagens do Artigo:

