

Finalidade: Calcanheira semicilíndrica para prevenir possível desconforto.

Utilizar em pacientes acamados com risco elevado de escaras. Interior em pele sintética com tratamento anti-bacteriano.

Exterior em Saniluxe impermeável, respirável, lavável. Permite a elevação do calcanhar de forma a eliminar o ponto de pressão

Características:

Suapel: 60% poliéster e 40% acrílico.

Núcleo de espuma

Dimensões:

Diametro interior - 10 cm

Diametro exterior – 21 cm

Profundidade – 12 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 109110

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Capas removíveis. Lavagem manual com água fria e produtos não abrasivos, em máquina de roupa deverá ser utilizado um programa para roupa delicada.

Instruções de utilização:

Favorece a postura do paciente e previne possível desconforto. Oferece mais conforto e fornece um suporte correto dos calcanhares em qualquer postura. Para prevenção de escaras na zona do calcanhar. Utilizar em pacientes acamados com risco elevado de escaras. Interior em pele sintética com tratamento anti-bacteriano. Exterior em Saniluxe impermeável, respirável, lavável. Permite a elevação do calcanhar de forma a eliminar o ponto de pressão

Imagens do Artigo:

