

MANAPOLA VISCOELASTICA 110350

TRANSP. (PAR)

Finalidade:

Luvras/Manapolas anti escara que previnem a automutilação e a manipulação de sondas ou algalias. É respirável e impede a transpiração excessiva das mãos.

Características:

Materiais anti escaras, laváveis e transpiráveis. Tem tiras com velcro e fecho plástico para limitação de movimentos.

Exterior: · 50% Terlenka: 65% poliéster e 35% algodão; · 50% Mesh: 100 % poliéster

Interior: 100% viscoelástica injetada de alta densidade.

Fecho de velcro.

Dimensões: 27 x 12 - 17

Cor: Preto e azul claro

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 110350

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou à máquina com detergente neutro a 40°C num ciclo delicado. Não usar lixívia ou outros branqueadores. Não passar a ferro. Secar na horizontal.

Instruções de utilização:

Previne a automutilação ou manipulação de sondas, tubos de drenagem, etc. Anti escara e almofadado.

Imagens do Artigo:

