MANAPOLAS SANILUXE ACOLC. 110308



Finalidade: Previne a automutilação ou manipulação de sondas, tubos de drenagem, etc.

Características: Anti escara, almofadado e

hipoalergénico.

Núcleo de espuma: Saniluxe: 60% poliéster, 40%

poliuretano.

Interior: Bamboo: 30% bambú e 70% poliéster

Exterior em fibra com fecho em velcro.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 110308

Marca: UBIO

Dimensões: 17,5 x 28,5 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia № 21, Pol. Ind.

Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig,

Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -

qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão ou à máquina com detergente neutro e até 90°C, sem centrifugação. Pode ser seco na máquina de secar a baixa temperatura.

Não usar lixívia. Não passar a ferro.

Instruções de Utilização:

Previne a automutilação ou manipulação de sondas, tubos de drenagem, etc.

Imagens do Artigo:





