

ALMOFADA P/ JOELHOS 108506

ORTOPEDICA

Finalidade: Almofada para joelhos acolchoada e antialérgico e permeável. Almofada de posicionamento lateral, protege as articulações do joelho do contacto e peso exercido de uma perna sobre a outra. Alivia problemas de ciática, bursite, ancas, articulações, dores nas costas e desconforto durante a gravidez. Promove o descanso e torna mais fácil o sono do seu lado.

Características: Capa – (30% Bambu e 70% poliéster)

Enchimento: Espuma flexível de alta qualidade.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 108506

Marca: UBIO

Dimensões: 28x21x8-15cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: As capas são removíveis para facilitar a lavagem. Lavável à mão ou à máquina, com detergente neutro, temperatura máxima 30º, sem secar à centrifugação. Pode ser seca a temperatura reduzida. Não passar a ferro. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Colocar entre os joelhos e prender com fita para manter no sitio.

Imagens do Artigo:

