

## FECHO DE CORRER

### Finalidade:

Colete abdominal acolchoado para cadeira com fecho de correr que oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas ou psicológica. Impede o doente de se inclinar, escorregando ou sofrendo de má postura. Proporciona uma firme e confortável com presilhas nas costa para evitar que o paciente abra sozinho.

**Características:** Acolchoamento: 20% antelina (100% poliéster), 20% aveludado (100% poliamida) e 60% espuma.

Tecido transpirável: 100% poliéster

Cintas 100% polipropileno

**Medida:** Tamanho S, M, L

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul e Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 305702 – S  
305701 – M  
305700 - L

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

### Instruções de Utilização:

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve ser passado Impede o paciente de se dobrar escorregamento, deslizamento ou má postura. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen com um fecho de segurança nas costas para evitar para o paciente abra sozinho.

### Imagens do Artigo:

