

**Finalidade:** Previne lesões no quadril com alto risco de queda. Confortável e seguro. Recomendado em casos de incontinência e/ou mobilidade reduzida, devido ao seu design funcional, permite mudanças mais fáceis nas fraldas.

**Características:** Neopreno, spandex, amortecedores em espuma de poliuretano. Segura com Velcro. Tamanho S.

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 702050 – S; 802052 – M; 802054 – L; 702056 - XL

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** S: 75 – 85 cm; M:85-95 cm; L: 95-105 cm; XL: 105-130 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Avenida dos Combatentes N. 996, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Retire as almofadas laterais antes de lavar o tecido. Tecido lavável à mão ou à máquina, com detergente neutro máximo de 40°C. Secar na horizontal em plano longe da luz solar. Secar a temperatura reduzida. Não passar a ferro. Não usar lixívia.

**Não molhar as almofadas interiores.**

## Instruções de Utilização:

Colocar em torno das ancas de pessoas com mobilidade reduzida com alto risco de queda, prende com velcro.

## Imagens do Artigo:

