

Finalidade:

O calçador de meias Easy permite vestir as meias de compressão sem esforço. Basta colocar a meia na armação metálica, puxar as pegas que permitem alongar a altura do calçador e fazer deslizar a meia sobre a perna. As pegas são retráteis para fácil armazenamento. A zona de passagem da perna foi estudada de forma a apresentar um ângulo anatómico confortável de usar e um diâmetro grande o suficiente para se adaptar a todas as morfologias.

Características:

Estrutura metálica com pegas retráteis.
Largura interior – 11,5 cm

Dimensões: 23,5 x 12 x 31/54cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 819132

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do DistribuidorRua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um pano húmido.

Instruções de utilização:

Ideal para facilitar o ato de calçar meias de compressão. Poderá ser igualmente usado para calçar todo o tipo de meias.

Imagens do Artigo: