

Finalidade:

Esta garrafa de rehidratação foi concebida para idosos e pessoas dependentes que não se atrevem a pedir aos cuidadores ou aos seus companheiros os ajudem a beber.

Características:

Reduz o risco de desidratação; Permite que o utilizador beba deitado na cama; Aumenta a independência; Clip para prender o tudo à roupa; Graduação para monitorizar a ingestão de líquidos; Capacidade: 900ml
Sem látex; Apenas adequado para bebidas frias.
Garantia de lavar na máquina, exceto tubo e pipeta.

Dimensões: diâmetro 23cm x 8cm

Tubo 120cm

Cor: Azul e branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 823032

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um pano húmido com detergente não abrasivo. Manter seco.

Instruções de utilização:

Ideal para pessoas dependentes que não se atreve a pedir aos cuidadores ou aos seus companheiros que os ajudem a beber. A garrafa hermética de 1 litro pode ficar posicionada na parte de trás de uma cadeira. A pessoa bebe através de uma pipeta ligada ao recipiente por um tubo flexível. A pipeta está equipada com um grampo de vestuário. O tubo específico deixa sempre o líquido na borda da pipeta sem derramar.

Imagens do Artigo: