ECORAMPAS TELESCOPIAS 826079



73 A 150CM

Finalidade:

Esta rampa é recomendada para pessoas em cadeiras de rodas manuais. Este par de rampas telescópicas de 3 partes é leve e fácil de transportar. Material de alumínio com antiderrapante na parte superior.

Características:

Material – alumínio 3 partes de encaixe Antiderrapante na parte superior

Peso: 5,5 Kg

Peso máximo permitido: 200 Kg

Dimensões:

73 a 150 cm x 11,5 cm (interior)

Cor: Cinzento

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 826079

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos

Combatentes N. 996, Estrada Nacional 1, Lugar

Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpar peças. Manter sempre limpo de resíduos.

Instruções de utilização:

As pessoas com deficiências graves ou pessoas incapazes de andar sem ajuda não devem tentar utilizar este produto sem assistência.

Para determinar o comprimento da rampa da sua necessidade, primeiro deve determinar a inclinação. Elevação é a altura entre o chão e onde o topo da rampa será posicionado.

Uma inclinação de 2:12 (9,5 graus) é um declive aceitável para rampas portáteis usadas por cadeiras e trotinetes ocupadas com um assistente qualificado.

Imagens do Artigo:



